

JOSI-pro

Oferta

Zamówienie

Klient końcowy

nr:

SKLEP

Klient:

Dane klienta:

Adres:

Adres:

dostawy:

E-Mail:

Zobacz adres rozliczeniowy

Telefon-Nr.:

Zamawiający:

Osoba kontaktowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez firmę John GmbH w celu zapewnienia optymalnego dostępu do urządzeń wspomagających w ramach wyżej wymienionego zlecenia.

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez specjalistów zaangażowanych w proces, dostawców urządzeń wspomagających (np. sklepy z artykułami medycznymi) oraz firmę John GmbH zgodnie z przeznaczeniem.

Oświadczenie o zgodzie na dokumentację fotograficzną. Zdjęcia są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznego przetwarzania w ramach udostępniania urządzeń wspomagających.

Ponadto, jestem świadomy/świadoma, że podanie tych danych jest dobrowolne i że ich niepodanie nie będzie wiązać się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Formularz adaptacyjny podlega przepisom o ochronie danych osobowych.

Oświadczenie pacjenta / opiekuna prawnego / opiekuna / innej osoby odpowiedzialnej

Data:

Nazwisko:

Podpis

JOSI-pro

Formularz zamówienia

Ceny z podatkiem VAT

Podstawowe wyposażenie



Zdjęcie przedstawia wyposażenie opcjonalne
(Zdjęcia w tym dokumencie mogą różnić się szczegółami)

- 16-calowe koła tylne i 12,5-calowe sztywne koło przednie
- Rama aluminiowa, sprężynowa i składana
- Hamulce bębnowe z funkcją parkowania
- Regulowana poduszka siedziska i wyściełane oparcie
- Do 90 kg masy użytkownika i 15 kg ładunku
- Z daszkiem przeciwsłonecznym

Więcej informacji:

- 5-punktowe pasy bezpieczeństwa z wyściółką i regulacją komfortu 12,5 Zoll
- rower terenowy
- wyściełane pokrycie



Podnóżek, wysokość i kąt regulowany bez użycia narzędzi



Hamulec towarzyszący z funkcją parkowania



Regulacja kąta nachylenia siedziska i regulowane zawieszenie

Rozmiary

JP-30001	rozmiar XS	do 115 cm	do 35 kg	15.500 pln
JP-30002	rozmiar S	do 145 cm	do 50 kg	15.500 pln
JP-30003	rozmiar M	do 165 cm	do 70 kg	16.700 pln
JP-30004	rozmiar L	do 185 cm	do 90 kg	17.400 pln

Wariant*

*Możliwy jest tylko jeden wariant


Podstawa daszka przeciwsłonecznego: Dostępna w kolorze oliwkowym i granatowym

- parasol przeciwsłoneczny z ramą z włókna szklanego
- w tym zamek błyskawiczny do dodatkowego akcesorium

(Przedłużony daszek przeciwsłoneczny, moskitiera lub osłona przeciwdeszczowa)



JP-30011 Oliv



JP-30012 Marine

w cenie

kolor ramy



JP-13650
szary-Metallic



JP-13660
czarny-Matt


Daszek przeciwsłoneczny Plus: Dostępny w sześciu kolorach

930 pln


- markiza przeciwsłoneczna z aluminiową ramą
- Zawiera okienko kontrolne (zamykane) i dwa zamki błyskawiczne umożliwiające przymocowanie maksymalnie dwóch akcesoriów rozszerzających.



JP-30021 Oliv



JP-30022 Marine



JP-30023 fiolet



JP-30024 jasno niebieski



JP-30025 czerwony



JP-30026 jasno zielony

Wybór koloru zależy od wariantu i zawsze dotyczy całego pojazdu (patrz zdjęcie powyżej).

Opcje



JP-15401
kółko anty wywrotne lewe

630 pln

JP-15402
kółko anty wywrotne prawe

630 pln



JP-12850

1500 pln

Regulacja oparcia, bezstopniowa
Wymaga zabezpieczenia przed przechyleniem po obu stronach (JP-15401 i JP-15402)



Kąt oparcia jest płynnie regulowany i można go ustawić w zakresie od 110° do 160° (w zależności od kąta nachylenia siedziska). W połączeniu z regulacją nachylenia siedziska, można uzyskać wygodną pozycję.



System adapterów do kół przednich

w cenie



Dzięki systemowi adapterów JOSI-pro można szybko i łatwo dostosować do różnych sytuacji. Dodatkową zaletą jest możliwość znacznego zmniejszenia rozmiaru po spakowaniu poprzez demontaż przednich kół. Podnoszenie jest również łatwiejsze dzięki mniejszej wadze i mniejszym rozmiarom.

Opony

Standardowe opony obejmują te na JOSI-pro:

- 16 calowe tylne koła
- 12,5 calowe sztywne przednie koło



JP-12916	16" tylne koła	w cenie
JP-12920	20" tylne koła	1360 pln
JP-15800	20" osłony szprych	520 pln
JP-14101	8" przednie kółko obrotowe, wymiennie na stałe koło	250 pln
JP-14102	8" Koło obrotowe oprócz koła stałego	1140 pln



JP-14110	8" Koło obrotowe z funkcją blokady jako alternatywa dla koła sztywnego	711 pln
JP-14210	8" Koło obrotowe z funkcją blokady, oprócz koła stałego	1408 pln



Możliwość ciągłej regulacji śledzenia w linii prostej.

JP-14300 8" Koło obrotowe Duo w zamian za koło stałe 1350 pln


JP-14301 8" Dwa koła obrotowe w połączeniu z kołem stałym 1955 pln



Obrotowe koło Duo znacznie skraca przednią część JOSI-pro. Może to być konieczne w ciasnych przestrzeniach. Obrotowe koło Duo idealnie nadaje się do nierównych chodników.

JP-14200 12,5" Koło przednie Pro, regulowane i blokowane jako zamiennik koła sztywnego 1580 pln

JP-14201 12,5" Przednie koło Pro, regulowane i blokowane dodatkowo do koła sztywnego 1850 pln



Przednie koło Pro łączy w sobie zalety koła obrotowego i koła stałego. Mechanizm blokujący pozwala na zablokowanie obrotowego koła 12-calowego w punkcie obrotu. Dzięki temu nierówne chodniki i nieutwardzone ścieżki nie stanowią problemu. Dodatkową zaletą jest możliwość płynnej regulacji jazdy w linii prostej.

E-Drive

wymaga zabezpieczenia przed przechyleniem z obu stron (lewej/prawej)

Dzięki systemowi E-Drive Plus można go łatwo przełączyć na tryb wolnego biegu, co ułatwia pchanie. Koła są wyposażone w osie przelotowe i można je łatwo zdemontować.



JP-12980
16" Decon E-Drive

Cena na zapytanie



JP-12950
20" Decon E-Drive

26 500 pln

System siedzeń

Oferujemy również możliwość zamontowania w naszych pojazdach rehabilitacyjnych specjalnej skorupy fotelika. Dla ułatwienia, na końcu formularza przymiarki znajdują się wszystkie informacje o skorupie fotelika, oparte na odcisku lub wymiarach.

Zagłówek

Regulowane za pomocą powierzchni rzepowych



muszelka

JP-10101

800 pln



zagłówek V

JP-10102

770 pln

System pelot

bezstopniowo regulowane



System wkładek można płynnie regulować zarówno pod względem szerokości, jak i pozycji montażu, dzięki czemu można go używać w wielu różnych pozycjach. Elastyczny system oparcia dopasowuje się do ciała.



Do korzystania z wkładek wymagana jest poduszka na oparcie.

JP-10211	Rozmiar poduszki tylnej 1	Szerokość klatki piersiowej (16 - 25 cm)	310 pln
JP-10212	Rozmiar poduszki tylnej 2	Szerokość klatki piersiowej (22 - 32 cm)	310 pln
JP-10213	Rozmiar poduszki tylnej 3	Szerokość klatki piersiowej (30 - 40 cm)	310 pln
JP-10201	System pelot rozmiar 1	(szer x dług: 12 x 12 cm)	1080 pln
JP-10202	System pelot rozmiar 2	(szer x dług: 12 x 16 cm)	1140 pln

Akcesoria do siedzisk nastawny



JP-10301 poduszka komfortowa
W tym pianka memory
w zamian za poduszkę siedziska


510 pln



JP-10320 kliny biodrowe, zwężające

480 pln

Prowadnice boczne pozwalają na zmniejszenie całkowitej szerokości siedziska o 12 cm lub 18 cm. Kliny można mocować w dwóch różnych pozycjach za pomocą rzepów. Są to piankowe poduszki z wymiennymi pokrowcami.



JP-10305 klin odwodzący

280 pln

Durch Klett befestigter und abnehmbarer weicher Abduktionskeil, welcher in der jeweiligen Akzentfarbe geliefert wird.



JP-10315 klin odwodzący Plus

686 pln

Klin odwodzący Plus to stabilna, bezpiecznie wkręcana wersja z rdzeniem o stabilnym wymiarze i czarnym wykończeniem. W przeciwieństwie do klina odwodzącego z rzepem i miękką wyściółką, ten model oferuje zwiększoną stabilność i bezpieczne mocowanie. Głębokość klina jest regulowana indywidualnie i w razie potrzeby można ją wyjąć bez użycia narzędzi.

Pasy



Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa, regulowane

Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa są regulowane pod względem wysokości i długości. Posiadają również wyściółkę mocowaną na rzep. Regulowana długość pasów bezpieczeństwa dopasowuje się do rozmiaru szelek JOSI-pro.

JP-10790

570 pln



Pas piersiowy i naramienny, uniwersalny

Wybierając pas piersiowy i barkowy, należy zastosować pas biodrowy lub spodnie biodrowe, aby zapobiec zsuwaniu się pasa w dół.

JP-10701

rozm 1

JP-10702

rozm 2

690 pln

JP-10703

rozm 3

JP-10704

rozm 4

JP-10705


rozm 5

JP-10706

rozm 6

Wymiary

Größe	A	B	C	D	E	F
1	10 cm	18 cm	30 cm	14 cm	12 cm	6 cm
2	13 cm	21 cm	33 cm	15 cm	14 cm	7 cm
3	20 cm	22 cm	41 cm	20 cm	18 cm	8 cm
4	21 cm	38 cm	55 cm	28 cm	24 cm	9 cm
5	24 cm	44 cm	66 cm	28 cm	32 cm	10 cm
6	28 cm	51 cm	73 cm	28 cm	40 cm	13 cm



Spodenki odwodzące


750 pln



JP-10751	rozm 1
JP-10752	rozm 2
JP-10753	rozm 3
JP-10754	rozm 4

JP-10755	rozm 5
JP-10756	rozm 6
JP-10757	rozm 7

Wymiary

rozmiar	A	B	C	
1	22 cm	8 cm	25 cm	
2	26 cm	11 cm	31 cm	
3	29 cm	14 cm	37 cm	
4	31 cm	15 cm	42 cm	
5	38 cm	24 cm	47 cm	
6	44 cm	28 cm	53 cm	
7	48 cm	28 cm	53 cm	

2-punktowy pas biodrowy z klamrą magnetyczną „V”

680 pln



JP-10771	rozm 1
JP-10775	rozm 2
JP-10773	rozm 3

Wymiary

Rozmiar	A	B	C	D	
1	120 cm	2,5 cm	15 cm	4,5 cm	
2	140 cm	4 cm	18 cm	6 cm	
3	155 cm	4 cm	24 cm	7 cm	

Przewóz pasażerów w pojeździe



JOSI-pro Zestaw do transportu w pojeździe

JP-12801	dla rozmiarów XS	3300 pln
JP-12802	dla rozmiarów S + M	3300 pln

- * Wybór dostępny wyłącznie dla 16-calowych kół tylnych i 8-calowych kół obrotowych z funkcją blokady.
- * Rozmiar L nie jest dopuszczony do transportu samochodowego.
- * Niekompatybilny z ramą obniżającą siedzenie JP-15900

Więcej informacji można znaleźć w broszurze „Transport pojazdów w JOSI-pro” w strefie pobierania (www.johngmbh.com).


Akcesoria



Torba , wyjmowana

JP-35100	750 pln
----------	---------

Torba jest dostępna w wybranym kolorze wózka. Mocuje się ją z tyłu wózka JOSI-Pro i można ją błyskawicznie zdjąć, aby używać jej jako torby podróżnej.



Torba pod wózek, otwarty

JP-15101	770 pln
----------	---------

Praktyczna przestrzeń do przechowywania bezpośrednio pod siedziskiem: Otwarty kosz pod siedziskiem oferuje miejsce na torbę z pieluchami, zakupy lub ubrania – wszystko w zasięgu ręki. Wytrzymały, łatwy w pielęgnacji materiał sprawdza się w codziennym użytkowaniu, a otwarta konstrukcja zapewnia łatwy dostęp w podróży.




Przedłużenie daszka przeciwsłonecznego

JP-12500

370 pln

Daszek przeciwsłoneczny zapewnia niezawodną ochronę przed słońcem, wiatrem i lekkim deszczem. Przedłużenie wydłuża istniejący daszek o około 15 cm, zapewniając dodatkową ochronę przed czynnikami atmosferycznymi. Dzięki zamkowi błyskawicznemu można go szybko i łatwo zamontować i zdemonstować.



Moskitiera

JP-15600

850 pln

Moskitiera chroni użytkownika przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak komary, ale także przed np. unoszącym się pyłem czy luźnym żwirem. Zdecydowanie warto jej używać do ochrony podczas dłuższych wycieczek rowerowych.



Folia p/deszczowa

JP-15300

850 pln

Koniec z mokrymi ubraniami. Folia przeciwdeszczowa zapewnia suchotę i można ją łatwo i szybko przymocować do daszka za pomocą zamka błyskawicznego.



Pokrowiec ochronny na nogi wyściełany polarem

JP-15650-SZ kolor czarny

890 pln

Pokrowiec na nogi został zaprojektowany specjalnie do wózka JOSI-Pro i mocowany do wózka za pomocą rzepów. Wodoodporny nylon na zewnątrz i przytulny polar wewnątrz zapewniają ciepło w chłodniejsze dni. Pokrowiec na nóżki został wyprodukowany w Niemczech i wyposażony w dwa boczne zamki błyskawiczne na całej długości, ułatwiające zakładanie i zdejmowanie.



Dyszel do roweru*

JP-15200

1550 pln

Opcja rowerowa pozwala na używanie JOSI-pro jako przyczepki rowerowej i jest dozwolona wyłącznie w połączeniu z poszerzeniem toru jazdy JP-15220.

Wymagane jest urządzenie zabezpieczające przed wywróceniem (zapobiegające ugięciu kół) + pięciopunktowy system pasów bezpieczeństwa zapobiegający zsuwaniu się w dół.

* W przypadku opcji rowerowej zaleca się użycie moskitiery lub pokrowca przeciwdeszczowego, które zapewnią ochronę przed owadami i np. drobnym żwirem, a także ograniczą ryzyko wystawiania gałęzi.




Weber E
(Podaj ilość)

50000D00225-00000

330 pln

Zaczepek służy do bezpiecznego połączenia roweru z dyszlem roweru. Maksymalne dopuszczalne obciążenie zaczepek wynosi 80 kg.



Zestaw bezpieczeństwa do opcji rowerowej

JP-15500

690 pln

Zadbaj o to aby być zauważony dzięki odblaskom, tylnemu światłu i chorągiewce bezpieczeństwa. Niezbędny, zwłaszcza po zapadnięciu zmroku.



Poszerzenie toru jazdy

JP-15220

630 pln

Zestaw do poszerzania rozstawu kół jest dostępny również bez opcji roweru i zwiększa szerokość rozstawu kół JOSI-pro.

Rozszerzona funkcjonalność



Obniżona rama siedziska / dla mniejszych wymiarów transportowych

* *Niekompatybilny z JOSI-XS*


* *Niekompatybilny z zestawem montażowym do transportu pojazdu JP-12802*

JP-15900

1050 pln

Opcjonalny mechanizm obniżania transportowego pozwala na obniżenie JOSI-pro o około 8 cm po złożeniu.

Dzięki temu JOSI-pro jest jeszcze bardziej kompaktowy po złożeniu.



Platforma urządzeń medycznych

* *Niekompatybilny z torbą koszykową JP-15101, otwarty*

JP-15110

2100 pln

Platforma wytrzymuje obciążenia do 15 kg i jest wyposażona w punkty montażowe. W zestawie znajduje się podkładka podłogowa oraz materiał mocujący do taśm o szerokości do 40 mm. Punkty montażowe można dowolnie wybierać.

Podnóżek z regulacją kąta nachylenia kolan



JP-12410

510 pln

Podnóżek standardowy



w cenie

Podnóżek wykonany jest z wytrzymałego metalu z ochronną powłoką z tworzywa sztucznego. Oba modele – standardowy i z regulacją kąta nachylenia kolan – umożliwiają regulację wysokości i kąta nachylenia bez użycia narzędzi. Kąt nachylenia kolan można również indywidualnie regulować bez użycia narzędzi, przesuując podnóżek w poziomie. Oba podnóżki są kompatybilne z różnymi systemami podtrzymywania stóp.

Paski na stopy z zapięciem na rzep, wyściełane

500 pln



JP-10791 rozmiar 1 szer x długość* 4 x 12 cm

JP-10792 rozmiar 2 szer x długość* 5 x 15 cm

JP-10793 rozmiar 3 szer x długość* 6 x 18 cm



Paski na stopy są mocowane do istniejących otworów z tyłu podnóżka. Miękkie poduszki z neoprenu są pokryte oddychającą tkaniną dystansową „Comfort”.

* dotyczy tapicerki

Anatomicznie ukształtowana, wyściełana stopa z zapięciem zapadkowym*

990 pln



JP-10761 rozmiar 1 Obwód kostki 14-17 cm

JP-10762 rozmiar 2 Obwód kostki 17-20 cm

JP-10763 rozmiar 3 Obwód kostki 19-23 cm



JP-10764 rozmiar 4 Obwód kostki 22-27 cm

JP-10765 rozmiar 5 Obwód kostki 26-32 cm

Mocowanie stóp zapewnia stabilne ułożenie stóp, zapewniając tym samym dodatkowe bezpieczeństwo podczas codziennego użytkowania. Produkt jest dostarczany w stanie gotowym do montażu – wraz ze śrubami, nakrętkami i uchwytami montażowymi, które ułatwiają montaż na podnóżku.

Skorupa siedziska wykonana na podstawie odcisku lub wymiarów



Nasze siedziska są produkowane metodą frezowania 3D na podstawie odcisków próżniowych lub na wymiar (2-częściowe).

Regulacja siedziska w systemie JOSI-Wismi, w tym plastikowa płyta bazowa.


JS-10100	Skorupa siedzenia	ok 9000 pln
JS-10200	Niestandardowa skorupa siedzenia	ok 8600 pln

Extra:

JS-10400	Stabilizujący korpus aluminiowy, boki, tył i spód	2360 pln
----------	---	----------

Pianka


Skorupa siedziska




JS-11007
RG4070



JS-11008
RG5075




JS-11010
UNIQ



JS-11012
DH35


Wyściółka z pianki lepkością sprężystą
łącznie z programowaniem



JS-1034

2 cm w obszarze siedzenia

520 pln



JS-1035

2 cm z tyłu

520 pln

Powłoka

JS-1050-S	Pokrycie siedzenia	1550 pln
JS-1050-R	Pokrycie tylne	1550 pln
JS-1050-SW	Zdejmowany pokrowiec na siedzenie	1350 pln
JS-1052-RW	Wymienne tylne pokrycie	1350 pln
JS-1052-S	Pokrowiec na siedzenie wykonany z materiału	1680 [pln
JS-1052-R	Tylna okładka wykonana z materiału chroniącego przed wilgocią	1680 pln
JS-1060	podnóżek wykonany z pianki wraz z pokrowcem	2815 pln

Zagłówek do skorupy siedziska

JS-10600	Zintegrowana regulacja zagłówka (oprócz JP-10101/JP-10102)	600 pln
----------	---	---------

Więcej informacji

Aby mieć pewność, że wózek rehabilitacyjny będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb, potrzebujemy kilku dodatkowych pomiarów. Na ich podstawie możemy dostosować takie funkcje, jak położenie oparcia. Jeśli nie wypełnisz tych pól, wózek zostanie dostarczony z ustawieniami domyślnymi.


Szer siedziska:

Głęb siedziska:

Wysokość pleców (ramiona):

Wysokość zagłówka:

DANE TECHNICZNE



JOSI-pro	Rozm XS JP-30001	Rozm S JP-30002	Rozm M JP-30003	Rozm L JP-30004
Wzrost	ca. 75 - 115 cm	ca. 105 - 145 cm	ca. 125 - 165 cm	ca. 150 - 185 cm
Wysokość: H	123 cm	128 cm	136 cm	141 cm
Długość: L	patrz następna tabela	patrz następna tabela	patrz następna tabela	patrz następna tabela
szerokość: B 16"	63 cm	63 cm	68 cm	73 cm
szerokość: B 16" z poszerzeniem kół	69 cm	69 cm	74 cm	79 cm
szerokość: B 20"	67 cm	67 cm	72 cm	77 cm
Szerokość: B 20" z poszerzeniem rozstawu kół lub Decon Edrive	73 cm	73 cm	78 cm	83 cm
Szerokość siedzenia: I	do 36 cm	do 36 cm	do 42 cm	do 46 cm
Wysokość siedziska: M (z poduszką)	50 cm	57 cm	57 cm	59 cm
Głębokość siedziska	20 - 32 cm	25 - 40 cm	30 - 45 cm	35 - 50 cm
Dł dolnej części nogawki	do 32 cm	do 36 cm	do 42 cm	do 47 cm
wysokość oparcia	77 cm	80 cm	90 cm	95 cm
Wymiary po spakowaniu: szer./wys. z obniżeniem	55 x 96 x 51 cm nicht kompatibel	55 x 97 x 60 cm 55 x 97 x 52 cm	60 x 99 x 64 cm 60 x 99 x 56 cm	66 x 103 x 64 cm 66 x 103 x 56 cm
waga użytkownika	max. 35 kg	max. 50 kg	max. 70 kg	max. 90 kg
Dodatkowy kosz	max. 4 kg	max. 4 kg	max. 4 kg	max. 4 kg
Dodatkowa torba cargo	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg
platforma na sprzęt medyczny	max. 15 kg	max. 15 kg	max. 15 kg	max. 15 kg
waga ramy złożonej z poduszką	17 kg	18 kg	19,5 kg	21,5 kg
koła tylne	16" / 20"	16" / 20"	16" / 20"	16" / 20"
ciśnienie powietrza z opcją rowerową	2.0 bar (16" & 20") 2,5-2,8 bar (16" & 20")	2.0 bar (16" & 20") 2,5-2,8 bar (16" & 20")	2.0 bar (16" & 20") 2,5-2,8 bar (16" & 20")	2.0 bar (16" & 20") 2,5-2,8 bar (16" & 20")
Koła przednie, powietrze	patrz następna tabela	patrz następna tabela	patrz następna tabela	patrz następna tabela

Dodatkowe informacje dotyczące długości i kół przednich

	rozm XS	rozm S	rozm M	rozm L	Oparcie do przodu
12,5" Sztywne koło przednie:					
Długość w pozycji bazowej: L	124 cm	135 cm	138 cm	152 cm	
Ciśnienie powietrza	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	
8-calowe koło obrotowe:					
Długość w pozycji podst. L	109 cm	120 cm	123 cm	134 cm	
ciśnienie powietrza	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	
8-calowe koła obrotowe Duo:					
Długość w pozycji bazowej: L	99 cm	110 cm	113 cm	126 cm	
ciśnienie powietrza	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	
12,5-calowe przednie koło Pro:					
Długość w pozycji bazowej: L	127 cm	138 cm	141 cm	154 cm	
ciśnienie powietrza	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	1,8 bar	

notatki
